

# ANALISADOR

## UMIDADE, GORDURA E PROTEÍNA EM CARNEOS

mede umidade, gordura e proteína em carnes in natura, cms e pré misturas  
permite analisar qualquer tipo de amostra desde 0,01 a 99,99%  
tempo de análise com resultado final menor que 2 minutos  
não requer curva de calibração para efetuar análises



SMART 6

Controle de Temperatura IntelliTemp™



AMOSTRA	GORDURA			PROTEÍNA			UMIDADE		
	AOAC	PROFAT	DESVIO	AOAC	PROFAT	DESVIO	AOAC	PROFAT	DESVIO
BOVINO	43.4	43.5	-0.1	12.5	12.3	0.2	43.8	43.9	-0.1
SUINO	26.3	26.2	0.1	15.3	15.5	-0.2	57.7	57.6	-0.1
AVE	20.9	20.7	0.2	12.5	12.6	-0.1	63.5	63.7	-0.2
PERU	19.6	19.5	0.1	13.5	13.6	-0.1	63.1	63.2	-0.1

Mai/ 2016