


ESPECTRÔMETRO DE RMN 60 OU 90 MHz

Ímã Permanente - Não Requer N2 ou He Líquidos




- ✓ **Baixíssimo custo de manutenção**
- ✓ **^1H / ^{13}C / Broadband: ^{19}F , ^{23}Na , ^{29}Si , ^{31}P , etc.**
- ✓ **COZY - HETCOR – DEPT**
- ✓ **Plataforma ideal para ensino e pesquisa**
- ✓ **100 μg para ^1H ou 10 mg para ^{13}C**

**Espectros reais
em pouco tempo**



Estricnina - Espectro ^1H , abaixo de 3,7 mg em 0,8 g de CDCl_3 , 16 scans e tempo total de 1 minuto.



No Cryogen NMR