

PETRO - BIOCOMBUSTÍVEIS

CARVÃO - COQUE - LUBRIFICANTES



EDGE

Extrator sequencial via solvente pressurizado

- Automação via trocador de amostras com 12 posições.
- Para posterior análise dos extratos via GC e HPLC.
- **Agiliza & Simplifica: Soxhlet - Ultra Som - outros.**
- Extrações em apenas 10 min (em média).
- Excelente para extrações de solos e sedimentos.



PHOENIX BLACK

Mufla via micro-ondas

- **Resultado do % de cinzas em minutos ao invés de horas**
- Elimina etapa de pré queima em bico de bunsen.
- Exaustão própria para eliminar gases e vapores.
- Permite a calcinação de até 200 gramas de amostras.
- Atende as normas ASTM & UOP.



MARS

Digestor via micro-ondas

- Agiliza & simplifica a preparação & digestão de amostras para posterior análise dos analitos (metais) por AA, ICP e ICP-MS.
- **Equipado com tubos de alta pressão para processar qualquer tipo de amostra.**



VULCAN

Mufla microprocessada e digital

- Chaminé para saída de gases.
- Tampa Vertical.
- Excelente espaço interno.
- Baixíssimo Consumo de energia.