


ASIA

Reator para Química em fluxo



Chip



Tubo



Cartucho



Química em Fluxo: Rápida, Limpa e Segura

- Ampla resistência química
- Agiliza as reações e com maior rendimento
- Ideal para sínteses, otimizar processos e escalonamento
- Diversos tipos de reatores: Chip, Tubos, Cartuchos
- Temperatura de -15°C a $+250^{\circ}\text{C}$ e Pressão de até 20 Bar
- Fluxo (sem pulso) de $1\mu\text{L}/\text{min}$ a até $10\text{ mL}/\text{min}$
- Produção de microgramas a gramas
- Modular & Flexível: adição de novos módulos no futuro
- Separação líquido-líquido em fluxo (acessório)
- Coletores de Frações: Manual ou Automáticos (acessórios)



Premiado pelo R&D Awards de 2012 como uma das mais importantes inovações tecnológicas do ano

