



ANÁLISE RÁPIDA

% de osso, % de sais e % de minerais totais

- Aprovações: AOAC, USP, FDA
- Elimina a etapa de pré-queima em bico de bunsen
- Acelera a análise de cálcio, fósforo, sódio etc
- Phoenix + fotômetro de chama = % de sais em apenas 10 min
- % de Osso, % de sais e % de minerais totais em apenas uma calcinação

Teor de Osso

Resultado: CMS Frango

Amostra	% de osso	% de osso Referência	Diferença
1	0.70	0.76	-0.06
2	0.59	0.55	0.04
3	0.64	0.56	0.08
4	0.50	0.50	0
5	0.83	0.85	-0.02
6	0.85	0.88	-0.03



Mufla Phoenix via micro-ondas

Minerais Totais

Tipo de amostra	PHOENIX	Referência	Diferença
Farinha de Carne	20.71%	20.75%	0.04
Farinha de Aves	14.12%	14.15%	0.03
Farinha de Penas	2.30%	2.33%	0.03