

TOXICOLOGIA


TECIDOS BIOLÓGICOS - MEDICINA LEGAL
POLÍCIA CIENTÍFICA - SAÚDE PÚBLICA



MARS

Digestor via micro-ondas

- Agiliza & simplifica a preparação & digestão de amostras para posterior análise dos analitos (metais) por AA, ICP e ICP-MS.
- **Permite a digestão em liners de vidro, eliminando a limpeza dos tubos de teflon entre as corridas.**



EDGE

Extrator sequencial com solvente pressurizado

- Extração + Clean up + Filtração + Resfriamento e coleta dos extratos.
- **Agiliza & Simplifica: Soxhler - Ultrason - etc para posterior análise dos EXTRATOS por GC e HPLC.**
- Automação > via trocador sequencial de amostras com 12 posições.



TOC

Analizador de Carbono Total

- Faixa de Trabalho: 50 PPB a 30000 PPM.
- Técnica de Combustão.
- Método Aprovado USEPA, ASTM e ISO.
- Permite analisar TN (Nitrogênio Total).
- **Tempo de análise é de apenas 2 a 3 min.**



CNFS 3700

Analizador de Cianetos

- Análise em apenas 2 (dois) minutos.
- Atende Norma USEPA OIA - 1677 & ASTM.
- Elimina uso de Piridina e Bartitúricos.
- Cianetos Livre, WAD e Total em Águas.
- Faixa de Trabalho: 2 a 5000 PPB.



VULCAN

Mufla microprocessada e digital

- Chaminé para saída de gases.
- Tampa Vertical.
- Excelente espaço interno.
- Baixíssimo Consumo de energia.