

# ATLAS HD

## Reator modular automatizado



O ATLAS HD permite a montagem de diversos módulos:

- Calorimetria com dosagem gravimétrica
- Controle de pH com dosagem volumétrica (ácido-base)
- Sensor tipo turbidímetro
- Sensor tipo cristalização

Principais aplicações:

- Process development
- Reaction optimization
- Advanced synthesis
- Reaction calorimetry
- Cristalization

## O único Reator de Bancada que Você Precisa

### Grande variedade de vasos

Os vasos encamisados de 50, 100, 250, 500mLs, 1, 2 e 5L são intercambiáveis.

### Controle total por Touch Screen

Controle suas reações usando a tela sensível ao toque intuitiva e o software Atlas PC.

### Ampla variedade de sensores

Sensores de temperatura, pH, turbidez etc, com calibração localizada.

### Montagem fácil e segura

Braçadeiras, base suporte, simples conexão para o agitador e banho termostático tornam o Atlas HD incrivelmente fácil de configurar e usar.