

**ORACLE**

**O NOVO JEITO DE ANALISAR  
O % DE GORDURA TOTAL**

**EM QUALQUER TIPO DE AMOSTRA**



NÃO requer montagem de curva de calibração

---

Resultado do % de Gordura Total em até 5 minutos  
(Faixa operacional: 0 a 100%)

---

Método **NMR**, eliminando a utilização de solventes  
(Não requer efetar hidrólise)

---

Método com validação AOAC 2008.06

---

Manual de Métodos Oficiais do MAPA - 2ª edição  
(Alimentos de origem animal)