

RAÇÕES

secas e úmidas



ORACLE SMART

Analizador do % de Gordura Total & % de Sólidos Totais (Umidade)



- Resultado em até 5 minutos.
- Testado em milhares de amostras.
- **NÃO requer montagem de curva de calibração para nenhum tipo de amostra.**
- Consta na 2ª edição do Manual de Métodos de Análise do MAPA.

PHOENIX


Mufa para Calcinação - com sistema de exaustão



- Elimina a etapa de pré queima de bico de bunsen.
- Reduz em mais de 94% o tempo de calcinação de qualquer amostra.
- **Resultados em minutos ao invés de horas.**

EDGE

Extrator sequencial via solvente pressurizado



- Para extrair **GORDURA TOTAL** em rações em geral em até 10 minutos.
- Para extrair **COMPOSTOS ORGÂNICOS** em pesticidas e medicamentos em até 15 minutos, para posterior análise dos extratos por GC-MS e HPLC-MS.

MARS

Digestor via micro-ondas



- **Reduz o tempo de digestão para alguns minutos.**
- Agiliza & Simplifica a preparação de **TODOS** os tipos de amostras, para posterior análise dos metais por AA e ICP.