

Orb Pilot

Um reator, múltiplas configurações.
Orb Pilot foi desenhado para você.

Um reator, múltiplas configurações

Orb Pilot, é o reator químico em escala que está nos tornando tão populares nas feiras comerciais.

O Orb Pilot oferece múltiplas configurações em apenas um equipamento. Esqueça reatores personalizados fixos e sistemas inflexíveis. Toda sua escala de química precisa, em um produto facilmente personalizado.



Grande variedade de vasos

Um sistema, vários vasos. Recipientes de 10L a 50L (10L, 20L, 30L e 50L). O Orb Pilot realmente supera a lacuna entre escala de laboratório e a escala de produção



Variedade de acessórios

Condensadores, defletores, sensores, adaptadores de portas, etc.



Montagem segura e fácil

Alturas de vasos pré-definidas, braçadeiras e suporte de base autoajustável tornam o Orb Pilot fácil de configurar.



Troca de vasos

Troque os vasos do em menos de uma hora para uma liberdade experimental completa e fácil limpeza



Ampla range de temperatura

Conduza experimentos frios e quentes no Orb, com uma faixa de temperatura de -90°C a $+250^{\circ}\text{C}$.



Maximização da agitação

Orb Pilot usa defletores removíveis nos vasos para maximizar a agitação.



Desempenho térmico

Os vasos de Orb oferecem desempenho térmico inigualável para circulação de óleo

