



ORB PILOT

Reator modular automatizado



Um reator, múltiplas configurações

Orb Pilot, é o reator químico em escala que está nos tornando tão populares nas feiras comerciais.

O Orb Pilot oferece múltiplas configurações em apenas um equipamento. Esqueça reatores personalizados fixos e sistemas inflexíveis. Toda sua escala de química precisa, em um produto facilmente personalizado.



Grande variedade de vasos

Um sistema, vários vasos. Recipientes de 10L a 50L (10L, 20L, 30L e 50L). O Orb Pilot realmente supera a lacuna entre escala de laboratório e a escala de produção



Variedade de acessórios

Condensadores, defletores, sensores, adaptadores de portas, etc.



Montagem segura e fácil

Alturas de vasos pré-definidas, braçadeiras e suporte de base autoajustável tornam o Orb Pilot fácil de configurar.



Troca de vasos

Troque os vasos do em menos de uma hora para uma liberdade experimental completa e fácil limpeza



Amplo range de temperatura

Conduza experimentos frios e quentes no Orb, com uma faixa de temperatura de -90 ° C a + 250 ° C.



Maximização da agitação

Orb Pilot usa defletores removíveis nos vasos para maximizar a agitação.



Desempenho térmico

Os vasos de Orb oferecem desempenho térmico inigualável para circulação de óleo



☎ 11-2126-2886 ☎ 11-95302-1974 ✉ comercial@superlab91.net

🌐 www.superlab.com.br 🌐 www.linkedin.com/company/superlabltda

