

Forno MUFLA VULCAN



Micro processada.

Excelente isolamento interno.

Porta com abertura vertical com chave liga/desliga.

Memória para até nove métodos completos.

Teto com chaminé para saída de gases.

FAIXA OPERACIONAL

+ 50°C a + 1.100°C.

VELOCIDADE DE AQUECIMENTO

Até 40°C/min

BAIXO CONSUMO DE ENERGIA

Até 1800 watts - modelo 3/550

EXTREMAMENTE LEVE

20 Quilos - modelo 3/550

CAVIDADE INTERNA

18 alt x 23 larg x 23cm fundo 3/550