

# Ind. Farmacêutica

## Cosméticos - Alimentos funcionais



### PHOENIX BLACK

#### Mufra para Calcinação - Cinzas sulfatadas

- Resultado do % de cinzas em minutos ao invés de horas.
- Elimina a etapa de pré queima de bico de bunsen.
- Atende as normas USP 281 e 733.



### SMART

#### Analizador do % de Umidade e Sólidos Totais

- Resultado em até 2 minutos (em média)
- Método direto - não requer curva de calibração
- Analisa qualquer tipo de amostra (sólidas - pastosas - líquidas)
- Secagem via micro-ondas de alta e baixa energia



### ORBIT

#### Sistema para reações paralelas

- Até 6 tubos x 45ml (25ml de volume máximo de trabalho) ou 12 tubos x 10ml (3.5ml de volume máximo de trabalho).
- Reações de aquecimento até 280°C (temperatura do prato de aquecimento até 280°C) ou resfriamento até -40°C.
- Fácil montagem, não necessita de ferramentas
- Extrações em apenas 10 min (em média).



### MARS

#### Digestor via micro-ondas

- Agiliza & simplifica a preparação & digestão de amostras para posterior análise dos analitos (metais) por AA, ICP e ICP-MS.
- O volume de ácido é de apenas 05 a 15 mL por amostra.
- Atende as normas USP 233 e 232