


Reator batch ORB



Conexões fáceis e rápidas

Conecte / desconecte os tubos de óleo e arrume-os perfeitamente na moldura Orb sem derrames.



Fácil operação do motor

Levante facilmente o motor do agitador e roteie o seu caminho para permitir o acesso completo à tampa do reator. Gire para trás sem qualquer alinhamento adicional.



Troca rápida de vasos

Troque os vasos em segundos usando o exclusivo sistema Quick Clamp Orb sem o uso de ferramentas.



Ajustável

Ajustar sem esforço a altura dos vasos do sistema Orb para que você possa trabalhar do seu jeito, sem ferramentas.



Grande variedade de vasos

Um Orb, vários vasos. Recipientes de 100ml a 10L (10L - 50L para Orb Pilot)



Amplo range de temperatura

Conduza experimentos frios e quentes no Orb, com uma faixa de temperatura de -90 ° C a + 250 ° C



Desempenho térmico incomparável

Os vasos de Orb oferecem desempenho térmico inigualável para circulação de óleo



Variedade de acessórios

Condensadores, defletores, sensores, adaptadores de portas, etc.